

Blokken voor microcentrifugeerbuisjes

Omschrijving	Afmeting opening	Voor	Boringen	Diepte	bxdxh	VPE	VWR catalogus nummer	Beschikbaarheid
Enkel blok	Ø 6,3 mm	Buizen met ronde bodem, Ø 6 mm	30	27 mm	95x76x51 mm	1	460-3234	Verwachte levertijd: 30 dagen (neem voor exacte levertijd contact op met VWR Customer Service)
Enkele blok	Ø 7,9 mm	PCR-buizen (0,5 ml)	30	27,6 mm	95x76x51 mm	1	460-3211	Op voorraad
Enkele blok	Ø 11,1 mm	VWR-microbuizen (1,5 ml)	20	39,1 mm	95x76x51 mm	1	460-3235	Op voorraad
Enkele blok	Ø 11,5 mm	Eppendorf-microbuizen (1,5 ml)	20	36,9 mm	95x76x51 mm	1	460-3212	Op voorraad
Enkele blok	Ø 11,5 mm	VWR/Eppendorf-microbuizen (2,0 ml)	20	38,1 mm	95x76x51 mm	1	460-3245	Op voorraad
Enkele blok voor Corning-microbuizen (2,0 ml)	Ø 10,9 mm	Corning-microbuizen (2,0 ml)	20	38,1 mm	95x76x51 mm	1	460-3246	Op voorraad

Blokken voor centrifugeerbuisjes met conische bodem

Omschrijving	Afmeting opening	Voor	Boringen	Diepte	bxdxh	VPE	VWR catalogus nummer	Beschikbaarheid
Enkele blok	Ø 17,1 mm	conische reageerbuisen (15 ml)	12	44,5 mm	95x76x51 mm	1	460-3221	Op voorraad
Enkele blok	Ø 29,0 mm	conische reageerbuisen (50 ml)	5	47,6 mm	95x76x51 mm	1	460-3223	Op voorraad